

APLW 032/1

Kosz dolny

zajęte 121 dyszami iniekcyjnymi APLW 048 i 24 dyszami iniekcyjnymi APLW 056.



Image
in progress

- Odpowiednie tylko do stosowania na najniższym poziomie

EAN: 4002516115946 / Numer materiału: 11104920 / Stary numer materiału: 69303201D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Czarny, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Zdolności produkcyjne	
Probówki [ilość]	121
Fiolki [ilość]	121
Szkoło z wąską szyjką [ilość]	24
Butelki [ilość]	24
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	575
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	355
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	5,99
Ciężar brutto w kg	13,98
Dołączone opakowanie	
APLW 048 dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 80 mm [ilość]	121
APLW 056 dysza iniekcyjna Ø 6 mm, długość 225 mm [ilość]	24