


APLW 033
 Nakładana kratka
 aby stworzyć równą powierzchnię.



- Odpowiednie do APLW 000
- Redukcja maksymalnej wysokości załadunku o 50 mm

EAN: 4002516115953 / Numer materiału: 11104930 / Stary numer materiału: 69303300D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład	•
Rama podkładowa	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	444
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	473
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	60
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	190
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	435
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	512
Ciężar netto w kg	1,22
Ciężar brutto w kg	2,85