


APLW 033
Nakładana kratka
aby stworzyć równą powierzchnię.



- Odpowiednie do APLW 000
- Redukcja maksymalnej wysokości załadunku o 50 mm

EAN: 4002516115953 / Numer materiału: 11104930 / Stary numer materiału: 69303300D

| | |
|---|-----------------|
| Przynależność produktu | |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Kategoria produktowa | |
| Inny wkład | • |
| Rama podkładowa | • |
| Właściwości produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 444 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 473 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 60 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 190 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 435 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 512 |
| Ciężar netto w kg | 1,22 |
| Ciężar brutto w kg | 2,85 |