


APLW 034

Pokrywa

Wysokość 250 mm, do mocowania delikatnych wsadów.



EAN: 4002516115960 / Numer materiału: 11104940 / Stary numer materiału: 69303400D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Inny wkład	•
Pokrywa	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	248
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	248
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	312
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	315
Ciężar netto w kg	0,52
Ciężar brutto w kg	1,38