

APLW 036

Pokrywa

Wysokość 45 mm, do mocowania delikatnych wsadów.



EAN: 4002516115984 / Numer materiału: 11104960 / Stary numer materiału: 69303600D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład	•
Pokrywa	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	248
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	248
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	45
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	278
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	57
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	285
Ciężar netto w kg	0,39
Ciężar brutto w kg	0,53