

APLW 037

Kratka ochronna

regulowana wysokość, do mocowania delikatnych wsadów



EAN: 4002516115991 / Numer materiału: 11104970 / Stary numer materiału: 69303700D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład	•
Pokrywka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	225
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	369
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	380
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	430
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	510
Ciężar netto w kg	1,13
Ciężar brutto w kg	2,82