

APLW 038

Wkład

do optymalnego mocowania kolb stożkowych o szerokiej szyjce i menzurek.

EAN: 4002516116004 / Numer materiału: 11104980 / Stary numer materiału: 69303800D



- Wyposażone w 14 haków sprężystych 175 mm i 14.105 mm wys.

| | |
|---|-----------------|
| Przynależność produktowa | |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką | • |
| Wkład na różne butelki | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 185 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 195 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 450 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 345 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 435 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 510 |
| Ciężar netto w kg | 0,60 |
| Ciężar brutto w kg | 2,41 |