

APLW 038

Wkład

do optymalnego mocowania kolb stożkowych o szerokiej szyjce i menzurek.



- Wyposażone w 14 haków sprężystych 175 mm i 14.105 mm wys.

EAN: 4002516116004 / Numer materiału: 11104980 / Stary numer materiału: 69303800D

Przynależność produktu	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką	•
Wkład na różne butelki	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	185
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	450
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	345
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	435
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	510
Ciężar netto w kg	0,60
Ciężar brutto w kg	2,41