

APLW 039

Wkład

do optymalnego umieszczenia półszalek petri.



- Odpowiednie do 26 półszalek Petriego
- Odstęp między uchwytami 24 mm

EAN: 4002516116011 / Numer materiału: 11104990 / Stary numer materiału: 69303900D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na pojedyncze szalki Petriego	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	83
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	237
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	430
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	255
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	410
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	510
Ciężar netto w kg	1,17
Ciężar brutto w kg	2,47