


APLW 040

Wkład

do optymalnego umieszczenia probówek, wys. 100 mm.

EAN: 4002516116028 / Numer materiału: 11105000 / Stary numer materiału: 69304000D



- Do stosowania z pokrywą APLW 043

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Wkład/moduł na probówki	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Maksymalna wysokość załadunku w mm	115
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	315
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	315
Ciężar netto w kg	0,47
Ciężar brutto w kg	1,58