

APLW 045

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym, stożkowym, Ø 2,5, długość 80 mm.



Image
in progress

- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 4 mm

EAN: 4002516116073 / Numer materiału: 11105050 / Stary numer materiału: 69304500D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Dysza iniekcyjna	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	15
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	15
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	40
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	65
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	118
Ciężar netto w kg	0,01
Ciężar brutto w kg	0,02