

APLW 046

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym, stożkowym i uchwytem sprężynowym, Ø 2,5, długość 80 mm.

EAN: 4002516116080 / Numer materiału: 11105060 / Stary numer materiału: 69304600D



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 4 mm

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Dysza iniekcyjna	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Ciężar netto w kg	0,01
Ciężar brutto w kg	0,01