

APLW 049

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym, gwiaździstym, Ø 2,5, długość 155 mm.

EAN: 4002516116103 / Numer materiału: 11105090 / Stary numer materiału: 69304900D



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 4 mm

| | |
|---|------------------------------------|
| Przynależność produktowa | |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Dysza iniekcyjna | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Niebieski, Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 31 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 31 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 165 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 12 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 80 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 120 |
| Ciężar netto w kg | 0,01 |
| Ciężar brutto w kg | 0,01 |