

APLW 050

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym, gwiaździstym, Ø 4, długość 75 mm.

EAN: 4002516116110 / Numer materiału: 11105100 / Stary numer materiału: 69305000D



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 5 mm

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Dysza iniekcyjna	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	33
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	37
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	77
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	40
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	65
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	118
Ciężar netto w kg	0,01
Ciężar brutto w kg	0,03