

APLW 052

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym, gwiaździstym z blokadą, Ø 4, długość 175 mm.

EAN: 4002516117278 / Numer materiału: 11105120 / Stary numer materiału: 69305200D



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 5 mm

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Dysza iniekcyjna	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	54
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	54
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	178
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	150
Ciężar netto w kg	0,02
Ciężar brutto w kg	0,02