

APLW 054

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym, gwiaździstym z blokadą, Ø 6, długość 135 mm.

EAN: 4002516116141 / Numer materiału: 11105140 / Stary numer materiału: 69305400D



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 10 mm

<b>Przynależność produktu</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Dysza iniekcyjna	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	144
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	250
Ciężar netto w kg	0,02
Ciężar brutto w kg	0,03