

APLW 056

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym, gwiaździstym z blokadą, Ø 6, długość 225 mm.

EAN: 4002516116219 / Numer materiału: 11105160 / Stary numer materiału: 69305600D



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 10 mm

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	232
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	150
Ciężar netto w kg	0,02
Ciężar brutto w kg	0,03