

APLW 059

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym i mocowaniem wsadu z blokadą, Ø 6, długość 225 mm.

EAN: 4002516116257 / Numer materiału: 11105190 / Stary numer materiału: 69305900D



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 10 mm

| | |
|---|------------------------------------|
| Przynależność produktu | |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Kategoria produktowa | |
| Dysza iniekcyjna | • |
| Właściwości produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Niebieski, Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 77 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 77 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 258 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 55 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 100 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 300 |
| Ciężar netto w kg | 0,05 |
| Ciężar brutto w kg | 0,12 |