

APLW 062

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym i uchwytem do szyjek, gwiazdzistym, Ø 6, długość 135 mm.

EAN: 4002516116288 / Numer materiału: 11105220 / Stary numer materiału: 69306200D



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 10 mm
- Z blokowaniem

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	76
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	76
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	145
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	110
Ciężar netto w kg	0,03
Ciężar brutto w kg	0,07