

APLW 063

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym i uchwytem do szyjek, gwiazdzistym, Ø 6, długość 175 mm.

EAN: 4002516116295 / Numer materiału: 11105230 / Stary numer materiału: 69306300D



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 10 mm
- Z blokowaniem

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Przynależność produktowa</b>                               |                                    |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | •                                  |
| <b>Kompat. z innymi produktami</b>                            |                                    |
| PLW 6011  | •                                  |
| PLW 6111  | •                                  |
| <b>Kategoria urządzeń</b>                                     |                                    |
| Dysza iniekcyjna  | •                                  |
| <b>Cechy produktu</b>   |                                    |
| Materiał  | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor   | Niebieski, Stal szlachetna         |
| <b>Obszar zastosowania</b>                                    |                                    |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego                         | •                                  |
| <b>Wymiary i waga</b>   |                                    |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm                        | 76                                 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm                       | 76                                 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm                       | 186                                |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm                       | 55                                 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm                      | 100                                |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm                      | 300                                |
| Ciężar netto w kg   | 0,04                               |
| Ciężar brutto w kg  | 0,10                               |