

APLW 065

Dysza iniekcyjna

z króćcem plastikowym i uchwytem do szyjek, gwiazdzystym, Ø 6, długość 275 mm.



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 10 mm
- Z blokowaniem

EAN: 4002516116318 / Numer materiału: 11105250 / Stary numer materiału: 69306500D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	287
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	300
Ciężar netto w kg	0,05
Ciężar brutto w kg	0,11