

APLW 068

Dysza iniekcyjna

z uchwytem Ø 6, długość 275 mm.



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Wraz z pokrywą dyszy, Ø 10 mm

EAN: 4002516116349 / Numer materiału: 11105280 / Stary numer materiału: 69306800D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Dysza iniekcyjna	•
Właściwości produktu	
Materiał	Drut, rilsanowany, Stal szlachetna
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	85
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	287
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	300
Ciężar netto w kg	0,09
Ciężar brutto w kg	0,15