

APLW 070

Dysza iniekcyjna

z powłoką ze stali szlachetnej, Ø 8, długość 320 mm.



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Powierzchnia stykowa na czubku dyszy, Ø 17 mm

EAN: 4002516116363 / Numer materiału: 11105300 / Stary numer materiału: 69307000D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Dysza iniekcyjna	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Szary
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	87
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	87
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	108
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	117
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	305
Ciężar netto w kg	0,10
Ciężar brutto w kg	0,19