

APLW 070

Dysza iniekcyjna

z powłoką ze stali szlachetnej, Ø 8, długość 320 mm.



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Powierzchnia stykowa na czubku dyszy, Ø 17 mm

EAN: 4002516116363 / Numer materiału: 11105300 / Stary numer materiału: 69307000D

| Przynależność produktowa | |
|---|------------------------------------|
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Dysza iniekcyjna | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Stal szlachetna, Szary |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 87 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 87 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 330 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 108 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 117 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 305 |
| Ciężar netto w kg | 0,10 |
| Ciężar brutto w kg | 0,19 |