

APLW 071

Dysza iniekcyjna

z uchwytem do menzurek do Ø 105 mm i dysz iniekcyjnych Ø 8, długość 320 mm.



- Odpowiednie do typowych koszy i wózków iniekcyjnych
- Odpowiednie np. do menzurek, kolb miarowych i probówek
- Powierzchnia stykowa na czubku dyszy, Ø 17 mm

EAN: 4002516116370 / Numer materiału: 11105310 / Stary numer materiału: 69307100D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Dysza iniekcyjna	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Szary
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	350
Ciężar netto w kg	0,24
Ciężar brutto w kg	0,38