

APLW 086

Uchwyt do szyjek butelek

Ø 45 mm, do dysz iniekcyjnych Ø 6 mm.



Image
in progress

EAN: 4002516116646 / Numer materiału: 11105460 / Stary numer materiału: 69308600D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Pozostałe akcesoria	•
Właściwości produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	33
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	33
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	170
Ciężar netto w kg	0,05
Ciężar brutto w kg	0,05