

APLW 088

Uchwyt

do menzurek do Ø 105 mm i dysz iniekcyjnych Ø 8.



EAN: 4002516116660 / Numer materiału: 11105480 /

Stary numer materiału: 69308800D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Uchwyt	•
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	108
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	117
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	305
Ciężar netto w kg	0,13
Ciężar brutto w kg	0,23