

APLW 090

Gniazdo

do pipet o średnicy maks. 14 mm i minimalnie 4 mm.

EAN: 4002516116684 / Numer materiału: 11105500 / Stary numer materiału: 69309000D



Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria produktowa	
Gniazdo	•
Pozostałe akcesoria	•
Właściwości produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Szary, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	170
Ciężar netto w kg	0,00
Ciężar brutto w kg	0,00