

APLW 091  
Gniazdo  
do dysz iniekcyjnych Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116691 / Numer materiału: 11105510 / Stary numer materiału: 69309100D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Gniazdo	•
Pozostałe akcesoria	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Szary
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	17
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Ciężar netto w kg	0,00
Ciężar brutto w kg	0,00