

APLW 093

Tuleja płucząca

z zamknięciem nakładanym do pipet maks. Ø 11 mm



EAN: 4002516116721 / Numer materiału: 11105530 / Stary numer materiału: 69309300D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategoria urządzeń	
Gniazdo	•
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Silikon
Kolor	Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	25
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	25
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	118
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Ciężar netto w kg	0,05
Ciężar brutto w kg	0,05