

A 841/1

Dysza iniekcyjna

z uchwytami z tworzywa sztucznego, średnica dysz 6, długość 210 mm, 5 sztuk



- nadaje się do wózków i koszy iniekcyjnych, możliwość przykręcenia
- Idealne do ładunku o średnicy otworu 12–85 mm
- Średnica kapturka na górze: 11 mm
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516188810 / Numer materiału: 11113130 / Stary numer materiału: 69684101D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	92
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	86
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	108
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	117
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	305
Ciężar netto w kg	0,17
Ciężar brutto w kg	0,27