

A 842/2

Dysza iniekcyjna

z uchwytami z tworzywa sztucznego, średnica dysz 4, długość 90 mm, 10 sztuk



- nadaje się do wózków i koszy iniekcyjnych, możliwość przykręcenia
- Idealne do ładunku o średnicy otworu 10–70 mm
- Średnica kapturka na górze: 9 mm
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516188872 / Numer materiału: 11113630 / Stary numer materiału: 69684202D

| Przynależność produktowa | |
|---|------------------------------------|
| Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 7111 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Dysza iniekcyjna | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Stal szlachetna, Czarny |
| Część składowa systemu EasyLoad | • |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 90 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 76 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 71 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 107 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 130 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 195 |
| Ciężar netto w kg | 0,18 |
| Ciężar brutto w kg | 0,29 |