

A 842/3

Dysza iniekcyjna

z uchwytami z tworzywa sztucznego, średnica dysz 4, długość 90 mm, 20 sztuk



- nadaje się do wózków i koszy iniekcyjnych, możliwość przykręcenia
- Idealne do ładunku o średnicy otworu między 10 a 70 mm
- Średnica kapturka na górze: 9 mm
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516195597 / Numer materiału: 11113670 / Stary numer materiału: 69684203D

Przynależność produktowa

Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Zmywarki laboratoryjne SlimLine	•
Urządzenia czyszczące do przemysłowego czyszczenia części	•
Wielkocomorowe myjnie laboratoryjne do przemysłowego czyszczenia części	•
Myjnie laboratoryjne SlimLine do przemysłowego czyszczenia części	•

Kompat. z innymi produktami

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•

Kategoria urządzeń

Dysza iniekcyjna	•
------------------	---

Obszar zastosowania

Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
---------------------------------------	---

Cechy produktu

Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	76
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	71
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	107
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	130
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	195
Ciężar netto w kg	0,31
Ciężar brutto w kg	0,43