

A 843/3

Dysza iniekcyjna

z uchwytami z tworzywa sztucznego, średnica dysz 4, długość 185 mm, 20 sztuk



- nadaje się do wózków i koszy iniekcyjnych, możliwość przykręcenia
- Część składowa systemu EasyLoad
- Opakowanie zawiera 20 dysz

EAN: 4002516188902 / Numer materiału: 11113760 / Stary numer materiału: 69684303D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	185
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	76
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	71
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	140
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	150
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	260
Ciężar netto w kg	0,43
Ciężar brutto w kg	0,56