

A 845/3

Dysza iniekcyjna

z uchwytami z tworzywa sztucznego, średnica dysz 2,5, długość 125 mm, 20 sztuk.



- nadaje się do wózków i koszy iniekcyjnych, możliwość przykręcenia
- Część składowa systemu EasyLoad
- Opakowanie zawiera 20 dysz

EAN: 4002516188957 / Numer materiału: 11116140 / Stary numer materiału: 69684503D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Dysza iniekcyjna	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	60
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	107
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	130
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	195
Ciężar netto w kg	0,25
Ciężar brutto w kg	0,36