


A 302/3

Moduł iniekcyjny

do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego – wyposażona w 32 dysze.



- Do różnego rodzaju szkła lab., np. kolb Erlenmeyera, kolb okrągł.
- Wyposażone w 16 dysz A 844 i 16 dysz A 845
- Część składowa systemu EasyLoad
- Odstęp dysz 60 mm w szerokości, 57 mm w głębokości

EAN: 4002516188988 / Numer materiału: 11116960 / Stary numer materiału: 69630203D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką	•
Wkład na różne butelki	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Szkło z wąską szyjką [ilość]	32
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	143
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	238
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	479
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	290
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	590
Ciężar netto w kg	1,49
Ciężar brutto w kg	2,67
Dołączone opakowanie	
A 844, dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 80 mm [ilość]	16
A 845, dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 125 mm [ilość]	16