


A 14/1

Pokrywka

Do mocowania delikatnych wsadów.



- Pokrywka ze stali szlachetnej
- Wykrój 8 x 8 mm, mostek 3 mm
- Zakrywa połowę wkładu AK 12/1

EAN: 4002516340126 / Numer materiału: 11131560 / Stary numer materiału: 69746003D


Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
Kategoria urządzeń	
Pokrywka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	19
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	207
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	224
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	65

A 14/1

Pokrywka

Do mocowania delikatnych wsadów.

EAN: 4002516340126 / Numer materiału: 11131560 / Stary numer materiału: 69746003D



Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	240
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	250
Ciężar netto w kg	0,20
Ciężar brutto w kg	0,35