

AK 12/1

Wkład

Do umieszczenia różnego rodzaju utensyliów.



- Nadaje się np. do zlewek, lejek i laktatorów
- Z elastycznymi uchwytami
- Nadaje się do wielu koszy górnych i dolnych, a także wózków załadunkowych

EAN: 4002516343714 / Numer materiału: 11131690 / Stary numer materiału: 69501204D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na zlewki	•
Wkład/moduł na szkło z szeroką szybką	•
Inny wkład	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	122
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	224

AK 12/1

Wkład

Do umieszczenia różnego rodzaju utensyliów.

EAN: 4002516343714 / Numer materiału: 11131690 / Stary numer materiału: 69501204D



Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	434
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	245
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	450
Ciężar netto w kg	0,65
Ciężar brutto w kg	1,07