

GP TDC 141 L  
TwinDos Care  
Środek czyszczący dla systemu dozowania TwinDos

EAN: 4002516200086 / Numer materiału: 11171430 /  
Stary numer materiału: 11997165EU2



- Do mycia przewodów dozujących TwinDos
- Do zastosowania przed zmianą produktu
- Do zastosowania przed dłuższą przerwą w użytkowaniu (min. 2 miesiące)
- Zabezpiecza optymalne działanie automatycznego systemu dozowania
- Na ok. 5 cykli zmywania
- Do pralek i pralko-suszarek Miele z TwinDos