

PLW 8616 [EL/S]

Zmywarki laboratoryjne, nagrzewane parowo/elektrycznie

– dwudrzwiowa, 900 mm szerokości, 351 l pojemność użytkowa komory.

EAN: 4002516145615 / Numer materiału: 11176310 /
Stary numer materiału: 62861603PL



- Wydajność/wsad np. 216 butelki laboratoryjne, 588 fiołki lub 294 pipety
- Uniwersalne i proste – modułowe nośniki ładunku i system EasyLoad
- Do 60% niższe zużycie wody w stosunku do załadunku *
- Wydajność – wysoka moc pomp. dzięki pompom z reg. prędkości obr.
- Pewne rezultaty – harmonizacja natrysku i moduł przewodności

* np. 60% oszczędności w przypadku butelek laboratoryjnych 100 ml w programie Universal Max w porównaniu z programem Lab Universal w urządzeniu PG 8527