

PLW 8617 [EL/S RT]

Zmywarki laboratoryjne, nagrzewane parowo/elektrycznie

– jednodrzwiowa, ze zbiornikiem recyklingowym, 1150 mm szerokości, 351 l poj. użyt.

EAN: 4002516145691 / Numer materiału: 11176400 /  
Stary numer materiału: 62861707PL



- Wydajność/wsad np. 216 butelki laboratoryjne, 588 fiołki lub 294 pipety
- Do 60% niższe zużycie wody w stosunku do załadunku \*
- Przyjazność dla środowiska dzięki zbiornikowi recyklingowemu
- Uniwersalne i proste – modułowe nośniki ładunku i system EasyLoad
- Wydajność – wysoka moc pomp. dzięki pompom z reg. prędkości obr.
- Pewne rezultaty – harmonizacja natrysku i moduł przewodności

\* np. 60% oszczędności w przypadku butelek laboratoryjnych 100 ml w programie Universal Max w porównaniu z programem Lab Universal w urządzeniu PG 8527