

GP DC 001 C

Wkład odkamieniający

do automatycznego odkamieniania ekspresów do kawy Miele.

EAN: 4002516188612 / Numer materiału: 11202430 /  
Stary numer materiału: 29996922EU2



- Dokładne usuwanie złożeń i kamienia
- Najwyższa efektywność a przy tym bezpieczeństwo odkamieniania
- Zupełnie bez ręcznej ingerencji
- Brak pozostałości chemii po odkamienianiu
- Jeden opakowanie wystarcza na ok 1 rok
- Najlepsza pielęgnacja na wiele lat niezawodności