

A 857

Zestaw do przebudowy
do stosowania wózków laboratoryjnych urządzeń G 7827/28 i PG 8527/28 w PG 86xx.



- Użycie posiadanych nośników załadowniczych Miele w PG 86xx
- Do wszystkich nośników załad. G 7827, G 7828, PG 8527 i PG 8528

EAN: 4002516201946 / Numer materiału: 11235960 / Stary numer materiału: 69685700D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Zestaw do przebudowy	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	60
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	405
Ciężar netto w kg	0,33
Ciężar brutto w kg	0,43