


A 850  
Kratka podtrzymująca  
do modułu iniekcyjnego A 620.



- Podział: 2 x 5 pól
- Możliwość zamontowania na module iniekcyjnym A 620
- Do optymalnego umieszczania szkła laboratoryjnego
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516200703 / Numer materiału: 11236630 / Stary numer materiału: 69685000D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Inny wkład/inny moduł	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Ilość przegródek	10
Szerokość przegródek w mm	114
Długość przegródek w mm	110
Część składowa systemu EasyLoad	•
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	147
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	244
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	578
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	285
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	585
Ciężar netto w kg	0,55
Ciężar brutto w kg	0,95