

A 851

Kratka podtrzymująca
do modułu iniekcyjnego A 621.



- Podział: 3 x 7 pól
- Możliwość zamontowania na module iniekcyjnym A 621
- Do optymalnego umieszczania szkła laboratoryjnego
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516201915 / Numer materiału: 11236640 / Stary numer materiału: 69685100D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład/inny moduł	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Ilość przegródek	21
Szerokość przegródek w mm	74
Długość przegródek w mm	77
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	119
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	243
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	580
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	135
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	285
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	586
Ciężar netto w kg	0,67
Ciężar brutto w kg	1,07