

A 852

Kratka podtrzymująca
do modułu iniekcyjnego A 622.



- Podział: 4 x 9 pól
- Możliwość zamontowania na module iniekcyjnym A 622
- Do optymalnego umieszczenia szkła laboratoryjnego
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516201922 / Numer materiału: 11236650 / Stary numer materiału: 69685200D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład/inny moduł	•
Cechy produktu	
Materiał	Drut, rilsanowany, Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Szary, Czarny
Ilość przegródek	36
Szerokość przegródek w mm	59
Długość przegródek w mm	58
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	76
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	256
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	562
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	680
Ciężar netto w kg	0,61
Ciężar brutto w kg	0,99