

E 319/4

Sito powierzchniowe

Do optymal. ochrony przed zabrudzeniami spow. etykietami czy odłamkami szkła.



- Sito powierzchniowe dla zabrudzeń zgrubnych
- Zapobiega zabrudzeniu etykietami szkła laboratoryjnego
- Zapobiega zabrudzeniu odłamkami szkła w przypadku jego zbitcia

EAN: 4002516207429 / Numer materiału: 11237950 / Stary numer materiału: 69531905D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategoria produktowa	
Pokrywka	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	57
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	455
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	513
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	525
Ciężar netto w kg	2,37
Ciężar brutto w kg	2,98