


E 319/4

Sito powierzchniowe

Do optymal. ochrony przed zabrudzeniami spow. etykietami czy odłamkami szkła.



- Sito powierzchniowe dla zabrudzeń zgrubnych
- Zapobiega zabrudzeniu etykietami szkła laboratoryjnego
- Zapobiega zabrudzeniu odłamkami szkła w przypadku jego zbitcia
- Do użytku we wszystkich laboratoryjnych zmywarkach podblatowych PG 85

EAN: 4002516207429 / Numer materiału: 11237950 / Stary numer materiału: 69531905D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Pokrywka	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	57
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	455
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	513
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	525
Ciężar netto w kg	2,37
Ciężar brutto w kg	2,98