

A 12/2

Wkład

Do delikatnego czyszczenia delikatnych ład. poprzez załamanie promienia płucz.



- Z wykresem 7 x 7 mm
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym
- Zakrywa połowę powierzchni ładunkowej kosza
- Nie nadaje się do użycia PG 8536

EAN: 4002516237068 / Numer materiału: 11238030 / Stary numer materiału: 69501205D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Podkładka	•
Rama podkładowa	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	237
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	448
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	14
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	65
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	255
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	475
Ciężar netto w kg	0,39
Ciężar brutto w kg	0,57