


A 11/2

Wkład

Do delikatnego czyszczenia delikatnych ład. poprzez załamanie promienia płucz.



- Z wykojem 7 x 7 mm
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym

EAN: 4002516340119 / Numer materiału: 11239130 / Stary numer materiału: 69501103D

| Przynależność produktu | |
|---|-----------------|
| Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8505 | • |
| Kategoria produktowa | |
| Podkładka | • |
| Rama podkładowa | • |
| Właściwości produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 1 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 476 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 443 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 70 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 505 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 430 |
| Ciężar netto w kg | 0,71 |
| Ciężar brutto w kg | 1,08 |